

## Pfotenschutz Walker Care



Vinylrücken  
und -sohle

einfach  
anzulegen

### Anwendungszweck







hält Wunden und Verbände trocken und sauber, senkt das Infektionsrisiko und unterstützt so die Heilung

### Produktinformation

- mit praktischem Klettverschluss, ab Größe M mit 2 Klettverschlüssen
- wasserabweisend
- Maschinenwäsche 40 °C
- Material: strapazierfähiges Polyester

### Wichtige Hinweise

- Sollte die Pfote des Tieres zwischen zwei Größen liegen oder mit einem Verband versehen sein, nächstgrößere Größe verwenden.
- Pfoten regelmäßig kontrollieren. Besonders im Bereich von Daumen-/ Wolfskralle kann es leicht zu Scheuer- oder Druckstellen kommen. Diese Bereiche müssen eventuell zusätzlich gepolstert werden.

Art.-Nr.	Größe	für z. B.	Inhalt	EAN
1956	S	Jack Russell Terrier	2 St.	 4 011905 019567
1957	M	Cocker Spaniel	2 St.	 4 011905 019574
1958	L	Golden Retriever	2 St.	 4 011905 019581
1959	XL	Deutscher Schäferhund	2 St.	 4 011905 019598
1955	XXL	Berner Sennenhund	2 St.	 4 011905 019550
1949	XXXL	Leonberger	2 St.	 4 011905 019499